



THE BELMONT[®] RAPID INFUSER RI-2

Suministro rápido, fiable y 100% libre de aluminio de sangre y fluidos calentados que ayudan a salvar vidas, solamente pulsando un botón.¹

**SALVANDO VIDAS. JUNTOS.
SIN BURBUJAS.
FIABLE. RÁPIDO.**



NO TODOS LOS INFUSORES RÁPIDOS SON IGUALES

Para obtener más información o para programar una demostración, escriba a la dirección de correo electrónico serviciotecnico@ferrer.com



THE BELMONT¹
RAPID INFUSER RI-2



Smiths Medical²
Level 1® Fast Flow



Fluido® AirGuard³
System



Flow-Therm⁴
Gamida

		THE BELMONT ¹ RAPID INFUSER RI-2	Smiths Medical ² Level 1® Fast Flow	Fluido® AirGuard ³ System	Flow-Therm ⁴ Gamida
FUNCIONALIDAD	Calentamiento seco por inducción electromagnética	✓	✗	✗	✗
	Calienta el fluido a temperaturas normotérmicas	✓	✓	✓	✓
	Caudales de hasta 1000 ml/min	✓	✓	✓	✗ (Hasta 600ml/min)
	Control preciso de todos los caudales que van desde 2,5 hasta 1000 ml/min con una bomba peristáltica de alta velocidad	✓	✗	✗	✗
	Calentamiento casi instantáneo del fluido a 37 °C en segundos desde el encendido	✓	✗	✗	✗
	Llenado automático en menos de 1 minuto y nuevo llenado fácil sin desconectar al paciente	✓	✗	✗	✗
	Opción para proporcionar un bolo de fluido a volúmenes y caudales específicos	✓	✗	✗	Desconocido
SEGURIDAD DEL PACIENTE	Detección y extracción automáticas de aire	✓	✗	✗	✗ Detección si. No extracción
	Regula automáticamente el caudal para mantener una presión de línea segura por debajo de 300 mmHg	✓	✗	✗	✓
	Batería de respaldo en caso de pérdida accidental de energía o transporte de pacientes entre departamentos	✓	✗	✗	Desconocido
DESECHABLES	Consumibles opcionales y desechables 100 % libres de aluminio	✓	✗	Desconocido	Desconocido
	Desechable único codificado por colores compatible con todos los caudales	✓	✗	✗	✗
PANTALLAS Y CONTROLES	Muestra el caudal real	✓	✗	✓	✓
	Controles y pantalla táctil sencillos y fáciles de usar	✓	✗	✗	✓
	Muestra la temperatura de salida del infundido	✓	✗	✓	✓
	Proporciona instrucciones en pantalla para condiciones de alarma	✓	✗	✗	✓
	Operado por un solo usuario	✓	✗	✗	✓

Referencias:

1. Instrucciones de uso del Rapid Infusor RI-2 Belmont
2. Instrucciones de uso de Level 1
3. Instrucciones de uso de Fluido AirGuard
4. Instrucciones de uso de Flow-therm

Más información en: <https://anesmas.es>

Servicio técnico: C/ Joan XXIII, 10 - 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona. Tel: (+34) 93 600 37 72



BELMONT
780 Boston Road,
Billerica, Massachusetts
01821 USA

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

BELMONT Medical Technologies™
es una marca registrada de
Belmont Instruments, LLC I
© Belmont Medical Technologies

